

به نام خدا



آزمایشگاه های جامع تحقیقاتی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

تاریخ:.....

اطلاعات نمونه (آزمایشگاه GC-Mass)

توجه : لطفاً قبل از برگردن فرم به نکات زیر توجه فرمایید .

1. شرایط دریافت نمونه: الف: نمونه GC-Mass : نمونه باید مایع، بدون زره و کاملاً شفاف بوده و در حلالهای آلی (متانل - کلروفرم و ...) حل شده باشد، (نمونه های آبی (حلال آب) قابل اندازه گیری با این دستگاه نمی باشد) ، ب: نمونه (DIP) Mass : نمونه باید بصورت پودر جامد، حداقل 5 mg و بصورت مایع، محلول در حلالهای آلی باشد.
2. بررسی و تفسیر نتیجه آزمایش به عهده فرد یا استاد راهنما مربوطه می باشد و آزمایشگاه مسئولیتی در این زمینه ندارد.
3. نمونه حداکثر تا 2 هفته در آزمایشگاه نگهداری می شود.

نام و نام خانوادگی متقاضی :

شماره تماس و ایمیل متقاضی :

نام دانشگاه ، دانشکده ، مرکز تحقیقات و:

نام استاد راهنما :

نوع سرویس درخواستی : GC-MS DIP (Mass)

نوع نمونه : تعداد نمونه : نام نمونه (کد):

حلال :

جرم مورد نظر :

شرایط نگهداری نمونه : دمای محیط یخچال فریزر حساس به نور

توضیحات متقاضی : روش آنالیز (Method) خاصی مد نظر است توضیح دهید.

توضیحات کارشناس :

تاریخ تحویل نتایج

امضاء متقاضی